

วิธีการใช้ Bemfola ปากกาฉีดชนิดพร้อมใช้



คุณได้รับการจ่ายยา Bemfola และ คู่มือแนะนำวิธีใช้
ปากกา

Bemfola 75 IU/0.125 มล.

Bemfola 150 IU/0.25 มล.

Bemfola 225 IU/0.375 มล.

Bemfola 300 IU/0.50 มล.

Bemfola 450 IU/0.75 มล.

ยาฉีดในรูปแบบปากกาชนิดพร้อมใช้




bemfola
follitropin alfa

สิ่งที่ต้อง คำนึงถึง:

ล้างมือให้สะอาด
ฉีดยาให้ตนเองในช่วงเวลาเดิมเป็นประจำทุกวัน
นำปากกาออกจากตู้เย็น 5-10 นาทีก่อนใช้งาน

ส่วนประกอบของปากกา



E เข็ม

F ปลอกเข็มด้านใน

G ปลอกเข็มด้านนอก

A ปริมาณ


B ปุ่มปรับขนาดยา/ปุ่มฉีดยา

C แถบการใช้ยา

D หลอดยา



เตรียมปากกา ให้พร้อม

ถอดแถบลอกออกจากเข็มฉีด
จับปากกาที่ด้านข้างแล้วบิดเข็มโดยชั้นสกรูเข้ากับ
ปากกา
คำเตือน: อย่าดันปุ่มปรับขนาดยาเข้าไปขณะติดเข็ม




ตำแหน่งของเข็มที่ถูกต้อง


ตำแหน่งของเข็มที่ไม่ถูกต้อง



ถอดปลอกเข็มด้านนอกออก เก็บเอาไว้
เพื่อใช้ปิดหัวเข็มหลังจากฉีดยาเสร็จ
ถอดปลอกเข็มด้านในออก




จับปากกาตั้งตรงโดยหางยเข้มขึ้น¹
กดปุ่มฉีดยาจนสุด
แถบการใช้งานจะหายไปและจะมียาไหลออกมา
เล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ² หากไม่มียาไหลออกมา
ไม่ควรใช้ปากกาและควรเปลี่ยนไปใช้ปากกา
ตามใหม่




ปรับขนาดยา

หมุนปุ่มปรับขนาดยาจนกว่าขนาดยาที่กำหนดไว้
จะตรงกับช่องแสดงขนาดยา
เพียงเท่านั้นปากกาก็พร้อมใช้งานแล้ว




ฉีดยาให้ตนเอง

ฉีดยาลงไปที่ (ปกติฉีดที่
บริเวณหน้าท้อง) ตามคำแนะนำจากแพทย์หรือ
พยาบาล จับผิวหนังบริเวณที่ต้องการฉีดยา ยกขึ้นมา
เล็กน้อย และแทงเข็มลงไป
ขอควรระวัง! อย่ากดปุ่มฉีดยาขณะแทงเข็ม!




กดปุ่มฉีดยาอย่างช้า ๆ และต่อเนื่องจนกว่าจะสุด
และแถบขนาดยาหายไป
อย่าดึงเข็มออกทันที รอประมาณ 5 วินาที ค่อย
ดึงออก

หลังจากการฉีดยา: ปิดปลอกเข็มด้านนอกและใส่
เข็มที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดสนิท (ขวดหรือกล่อง
นม) ก่อนทิ้งลงใน ถังขยะภายในบ้าน
และทิ้งส่วนที่เหลือของอุปกรณ์ที่ใช้แล้วลงในถัง
ขยะภายในบ้านเช่นเดียวกัน



เก็บไว้ในตู้เย็น (2 °C ถึง 8 °C) อย่าแช่แข็ง สามารถนำออกจากตู้เย็นและเก็บไว้
ที่อุณหภูมิห้อง (สูงสุด 25 °C) เป็นเวลา 90 วัน



Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

สามารถดูข้อมูลยาโดยละเอียดได้ที่ <http://www.ema.europa.eu>

สามารถดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวโดยละเอียดได้ที่ www.youtube.com

สำหรับกลุ่มประเทศนอร์ดิกสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

- สวีเดน: www.fass.se
- ฟินแลนด์: www.laakeinfo.fi
- เดนมาร์ก: www.ema.europa.eu
- นอร์เวย์: www.felleskatalogen.no

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

ประเทศฮังการี