

Bemfola kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminin kullanımı



Size Bemfola reçete edilmiş olup kalemi nasıl kullanacağınızı bu talimatta gösterilmektedir.

Bemfola 75 IU/0.125 ml

Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml

Bemfola 300 IU/0.50 ml

Bemfola 450 IU/0.75 ml

Enjeksiyona çözüm: Hazır doldurulmuş bir enjeksiyon kalemi.



bemfola
follitropin alfa


Unutulmaması
gerekir:

Ellerinizi yıkayın

Her gün aynı saatlerde enjeksiyon yapın

Kalemimizi buzdolabından, kullanmadan 5-10 dakika önce çıkarın

Kaleminizin farklı kısımları



E İğne

F İğne iç kapağı

G İğne dış kapağı

A Dozaj

B Dozaj çubuğu

C Tetikleme düğmesi

D İlaçlı kartuş

Kaleminizi hazırlama


Enjeksiyon iğnesi üzerindeki bantı sıyrıp alın. Kalemi yanlarından tutup iğneyi kalemin üzerine geçirerek takın.

Dikkat: İğneyi takarken dozaj düğmesini içeri itmeyin.

İğnenin doğru
pozisyonu





İğnenin yanlış
pozisyonu



İğnenin dış kapağını çıkarın. Sonrası için kaldırın.

Enjeksiyondan sonra size lazım olacak.

İğnenin iç kapağını çıkarın.




Kalemi iğnenin ucu yukarı gösterecek şekilde tutun.¹

Dozaj çubuğunu girdiği yere kadar içeri bastırın.

Tetikleme düğmesi ortadan kaybolup dışarıya bir miktar sıvı sıçramalıdır - bu normaldir.²


Eğer hiç sıvı sıçramazsa o kalemi kullanmayıp yeni bir kalem alın.



Dozun ayarlanması

Size reçete edilen doz göstergedeki açıklıklarla aynı hızla gelene kadar dozaj çubuğunu çevirin.

Kalem şimdi enjeksiyon için hazırdır.



Kendinize enjeksiyon yapma

Hekiminizin veya hemşirenizin talimatlarına uygun olarak sıvıyı hemen enjektörde edin (normalde

karnınıza). Enjeksiyon yerinin derisini hafifçe sıkıp iğneyi batırın.



Dikkat! İğneyi batırırken dozaj çubuğuna bastırmayın!

Dozaj çubuğunu yavaşça ama ara vermeden ve doz düğmesi ortadan kaybolacak şekilde girdiği yere kadar içeri bastırın.


İğneyi aniden dışarı çıkarmayın. Çıkarmadan önce 5 saniye bekleyin.

Enjeksiyondan sonra: İğnenin dış kapağını yerine takın ve kullanılmış iğneyi kapalı bir kaba (şişe veya süt kutusu içine) koyup evsel atıklarla beraber atın.

Kullanılan malzemenin geri kalanı da evsel atıklarla beraber atılır.



Buzdolabında muhafaza edin (2°C - 8°C). Dondurmayın. Buzdolabından alınıp oda sıcaklığında (en çok 25°C) 90 gün boyunca muhafaza edilebilir.



Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı bilgiye <http://www.ema.europa.eu> adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı canlı videoyu www.youtube.com adresinde bulabilirsiniz.

İskandinav ülkeleri için ayrıntılı ürün bilgileri burada ayrı ayrı olarak mevcuttur:

- İsveç: www.fass.se
- Finlandiya: www.laakeinfo.fi
- Danimarka: www.ema.europa.eu
- Norveç: www.felleskatalogen.no

Pazarlama Yetkisi Sahibi ve Üretici:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Macaristan